

Фиксатор швов Foldable Skin Closure

ИМ-7.116340

длина раны 14 / 35 75 / 116 / 156 / 200 / 237 см

Surginus, Южная Корея



Характеристики

Длина раны

14 / 35 75 / 116 / 156 / 200 / 237 см

Описание

Фиксатор швов Foldable Skin Closure – это инновационная система для сведения краев кожных ран, предлагающая безопасную и удобную альтернативу традиционным методам наложения швов или скоб. Это изделие предназначено для использования в условиях стационара и обеспечивает высокий стандарт ухода за пациентами, минимизируя дискомфорт и риск осложнений.

Принцип действия

Фиксатор состоит из двух клеевых полос, соединенных специальными регулируемыми элементами. Он наклеивается перпендикулярно линии разреза. Активация механизма позволяет плавно и точно стянуть края раны до их полного соприкосновения, обеспечивая идеальные условия для заживления.

Ключевые преимущества

- **Снижение риска инфицирования:** Фиксатор работает исключительно на поверхности кожи, исключая необходимость сквозных проколов. Это значительно снижает вероятность попадания инфекции в рану по сравнению с обычными швами.
- **Минимизация образования рубцов:** Система обеспечивает равномерное и оптимальное усилие по всей длине раны, что предотвращает избыточное точечное давление и способствует лучшему косметическому результату и минимизации видимых рубцов.
- **Комфорт и отсутствие боли:** Процедура наложения и снятия фиксатора проходит безболезненно для пациента, так как отсутствуют проколы и натяжение нитей. Это особенно важно для детей и чувствительных пациентов.
- **Экономия времени:** Наложение фиксатора занимает меньше времени, чем традиционное сшивание раны, что оптимизирует рабочий процесс медицинского персонала.

Артикул	Изображение	Наименование	Размер	Разрез
FS2003		Foldable Skin Closure 03	32×57 мм	□ 3 см
FS2005		Foldable Skin Closure 05	52×57 мм	□ 5 см
FS2009		Foldable Skin Closure 09	93×57 мм	□ 9 см
FS2013		Foldable Skin Closure 13	133×57 мм	□ 13 см
FS2017		Foldable Skin Closure 17	174×57 мм	□ 17 см
FS2021		Foldable Skin Closure 21	214×57 мм	□ 21 см
FS2025		Foldable Skin Closure 25	255×57 мм	□ 25 см