

## Фильтр антибактериальный пульмонологический PBF-100

ИМ-7.105820/2302

фильтр, одноразовый, фильтрация бактерий  
99.9999%, фильтрация вирусов 99.9999%

Белинтелмед ООО, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	фильтр
Одноразовый	Да
Эффективность фильтрации бактерий	99.9999 %
Эффективность фильтрации вирусов	99.9999 %

### Дополнительные характеристики

---

Одноразовые антибактериальные пульмонологические фильтры для спирометров MAC2 используются для предотвращения попадания биологических загрязнителей в оборудование и внешнюю среду. Совместим со спирометрами MAC2, MAC-1 и др.