

Флоуметр EasyFLOW

ИМ-7.117317

флоуметр, одинарный, поток 5 / 10 / 15 / 30 / 40 л/мин

Flow Meter, Италия



Характеристики

Вид	одинарный
Скорость потока	5 / 10 / 15 / 30 / 40 л/мин

Описание

Флоуметр EasyFLOW – это прибор для измерения мгновенного потока для регулирования дозировки медицинских газов, особенно подходящий для кислородной терапии.

Конструкция

- Флоуметр EasyFLOW изготавливается со встроенным редуктором давления для стабилизации подаваемого давления с выходным ниппелем, имеющим две соединительные резьбы на обоих концах для легкой и быстрой взаимозаменяемости.
- Корпус изготовлен из ударопрочного полимера с латунными хромированными фитингами, а прецизионный игольчатый клапан с большой эргономичной ручкой управления, системой Push&Lock для фиксации заданного значения расхода и вставками Soft Grip позволяет оператору легко регулировать расход газа на необходимое значение, в зависимости от вида терапии.
- В расходомере EasyFLOW измерительная трубка имеет эффект линзы, что позволяет легко считывать значения шкалы при любых условиях использования.

Принцип работы

Кнопка переключения I/O позволяет оператору быстро блокировать и снова включать подачу газа в расходомер, сохраняя неизменным предыдущее заданное значение расхода. Небольшие размеры и особая техническая конфигурация позволяют расходомерам EasyFLOW с высокой точностью подавать потоки медицинского газа.

Технические характеристики

Размеры	61×107×175 мм
Вес	0.37 кг
Давление подачи газа	280-600 кПа со встроенным редуктором
Варианты газов	O ₂ / воздух
Шкала	0-5 л/мин 0-10 л/мин 0-15 л/мин 0-30 л/мин 0-40 л/мин
Входное соединение	ISO G 1/4" M 1/4" NPT M
Выходное соединение	• M12×1.25 M - 1/4" ISO 3253 M • 9/16" UNF EN 13544-2 M - 1/4" ISO 3253 M • M12×1.25 M - 9/16" UNF EN 13544-2 M