

Флоуметр Rs Flomed

ИМ-7.117317

флоуметр, одинарный / сдвоенный, поток 1 / 4 / 5 / 10 /
15 / 20 / 30 / 50 л/мин, с креплением на рельс

Flow Meter, Италия



Характеристики

Вид	одинарный / сдвоенный
Скорость потока	1 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 л/мин
Крепление на рельс	Да

Описание

Флоуметры серии Rs Flomed – это устройства мгновенного измерения расхода, предназначенные для дозирования медицинских газов, в данном случае кислорода и медицинского воздуха. Они могут быть изготовлены в исполнении с компенсацией давления или без компенсации, а также с одной или двумя проточными трубками, чтобы обеспечить двойную и независимую подачу газа с использованием одного источника.

Конструкция

Флоуметры серии Rs оснащены игольчатым клапаном с ручкой и идентификацией подаваемого газа. Корпус изготовлен из хромированной латуни с металлическими фитингами. Измерительная группа изготовлена из высокопрочного поликарбоната, что делает этот прибор идеальным для самых сложных условий эксплуатации.

Функциональные особенности

- Различные решения по калибровке давления.
- Различные варианты шкалы.
- Обычная или удлиненная (версия L), позволяющая лучше считывать указанные значения.
- Несколько вариантов резьбовых соединений, входных или выходных.
- Возможность установки селектора расхода, встроенного в корпус.

Технические характеристики

	Rs	Rs с селектором
Размеры	83×33×135 мм	83×54×180 мм
Вес	0.23 кг	0.38 кг
Макс. давление	600кПа	
Шкала	0-1 л/мин 0-4 л/мин 0-5 л/мин 0-10 л/мин 0-15 л/мин 0-20 л/мин 0-30 л/мин 0-50 л/мин	
Входное соединение	ISO G 1/8" F ISO G 1/4" M 1/4" NPT M 3/8" ISO 3253 F	
Выходное соединение	1/4" ISO 3253 M 3/8" ISO 3253 M M 12×1.25 M 1/2" GAS M 9/16" UNF M 1/2" BSF F	