

Флоуметр цифровой EasyMed

ИМ-7.117317

флоуметр, одинарный / сдвоенный, поток 6 / 14 / 15 /
30 / 50 л/мин

Flow Meter, Италия



Характеристики

Вид	одинарный / сдвоенный
Скорость потока	6 / 14 / 15 / 30 / 50 л/мин

Описание

Флоуметр EasyMed – это устройства мгновенного измерения расхода с калиброванными отверстиями для регулирования дозировки кислорода и воздуха в медицинских целях.

Конструкция

- Флоуметр EasyMED выпускается со встроенным редуктором давления для стабилизации давления в системе и с выходным фитингом с резьбой, адаптированным к различным требуемым применениям.
- Корпус изготовлен из ударопрочного полимера с латунными фитингами, а большая эргономичная ручка управления позволяет оператору плавно управлять выбором величины подачи газа из 10 возможных вариантов.

Принцип работы

Калибровка потока обеспечивается отверстиями, нанесенными на металлическую опору с помощью лазерной технологии. Небольшие размеры и особая техническая конфигурация позволяют цифровым флоуметрам EASYMED с высокой точностью подавать потоки медицинского газа даже в самых сложных условиях, например, в передвижных пунктах скорой помощи.

Технические характеристики

Размеры	82×54×65 мм
Вес	0.13 кг
Давление подачи газа	280-600 кПа со встроенным редуктором
Варианты газов	O ₂ / воздух
Шкала	0-6 л/мин 0-14 л/мин 0-15 л/мин 0-30 л/мин 0-50 л/мин
Входное соединение	ISO G 1/4" M 1/4" NPT M
Выходное соединение	• M12×1.25 M - 1/4" ISO 3253 M • 9/16" UNF EN 13544-2 M - 1/4" ISO 3253 M • M12×1.25 M - 9/16" UNF EN 13544-2 M