


Гель медицинский Medtouch

ИМ-7.109490/2508

для УЗИ / для ЭКГ / для лазерных и IPL процедур ,
вязкость высокая / средняя / пониженная, фасовка 250
г / 1000 г

Медикалфорт ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	для УЗИ / для ЭКГ / для лазерных и IPL процедур
Вязкость	высокая / средняя / пониженная
Фасовка	250 г / 1000 г

Дополнительные характеристики

Гель медицинский Medtouch – специализированное контактное средство, предназначенное для обеспечения эффективного взаимодействия датчиков медицинского оборудования с телом пациента. Продукт разработан для широкого спектра диагностических и терапевтических процедур, требующих высокой проводимости сигнала и защиты чувствительных поверхностей датчиков.

Объем: 75 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл

Область применения:

- ультразвуковая диагностика (УЗИ);
- доплерография;
- электрокардиография (ЭКГ);
- фото- и лазерная косметология;
- физиотерапевтические процедуры.

Варианты исполнения по вязкости:

- **Низкая вязкость:** оптимален для процедур, требующих быстрого распределения средства.
- **Средняя вязкость:** универсальный вариант для большинства стандартных исследований.
- **Высокая вязкость:** рекомендуется для процедур, требующих длительного контакта и предотвращения стекания геля с вертикальных поверхностей.