

Гель медицинский Крышталин-Ультра для ЭКГ

ИМ-7.108739/2504

для ЭКГ, вязкость средняя

НПЦ Химмедсинтез ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	для ЭКГ
Вязкость	средняя

Дополнительные характеристики

Гель медицинский Крышталин-Ультра для проведения электрокардиографических и энцефалографических исследований.

Упаковка: 100 г / 200 г / 250 г / 300 г / 500 г / 1000 г / 5 кг

Срок годности: 24 месяца