

Гель медицинский Крышталин-Ультра

ИМ-7.108739/2504

для УЗИ, вязкость средняя

НПЦ Химмедсинтез ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	для УЗИ
Вязкость	средняя

Дополнительные характеристики

Гель медицинский Крышталин-Ультра предназначен для создания контактной среды для проведения всех видов ультразвуковых диагностических исследований.

Упаковка: 100 г / 200 г / 250 г / 300 г / 500 г / 1000 г / 5 кг

Срок годности: 24 месяца