

Шина полужёсткая Spencer Blue Splint Pro

ИМ-7.109404 до 28.01.2026

шина / комплект шин, иммобилизация верхних
конечностей / нижних конечностей, цвет жёлтый /
синий

SPENCER, Италия



Харктеристики

Тип	шина / комплект шин
Иммобилизация	верхних конечностей / нижних конечностей
Состав	
Цвет	жёлтый / синий

Дополнительные характеристики

SPENCER BLUE SPLINT PRO - набор шин / шина предназначены для иммобилизации травмированных конечностей. Используется для ограничения области повреждений и снижения боли у пациента.

Особенности:

- гибкая и моделируемая;
- быстрое освобождение застёжек;
- стирка при температуре до 40 °C после снятия с корпуса;
- мягкие материалы обеспечивают высокий комфорт;
- материал: неопрен, Al, нейлон.

Варианты исполнения:

Арт. JM80030A - **SPENCER BLUE SPLINT PRO** - подходит для иммобилизации ноги.

- размер: 580×450;
- вес: 510 г.



Арт. JM80031A - **SPENCER BLUE SPLINT PRO** - подходит для иммобилизации руки.

- размер: 590×280;

- вес: 440 г.



Арт. JM80032A - **SPENCER BLUE SPLINT PRO** - подходит для иммобилизации предплечья.

- размер: 390×300;

- вес: 270 г.



Арт. JM80033A - **SPENCER BLUE SPLINT PRO** - подходит для иммобилизации запястья.

- размер: 310×240;

- вес: 230 г.



Арт. JM80034A - **SPENCER BLUE SPLINT PRO** - подходит для иммобилизации локтя/лодыжки.

- размер: 540×280;

- вес: 390 г.



Арт. JM80035A - **SPENCER BLUE SPLINT PRO** - набор шин для иммобилизации верхних и нижних конечностей.

- размер сумки: 620×310 мм;

- вес набора: 2 кг.

