

Гигиенический матрац Lojer Merivaara Basic

1-секционный матрац, материал матраса ткань х/б с полиуретановой мембраной, наполнение матраса пенополиуретан (ППУ), длина -2000 мм, ширина 750-850 мм, толщина -120 мм

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Количество секций	1-секционный
Внешний материал матраса	ткань х/б с полиуретановой мембраной
Наполнение матраса	пенополиуретан (ППУ)
Длина	-2000 мм
Ширина	750-850 мм
Толщина	-120 мм
Допустимый вес на одно спальное место	150 кг

Дополнительные характеристики

Merivaara Basic - это хороший базовый матрац для пациентов с низким уровнем риска в больницах, домах престарелых и на домашнем уходе. Рекомендуемый вес для использования в больницах 150 кг. **Наполнение:** огнеупорная пена D33145 (33 кг/м³).

Чехол из легкоочищаемой гигиенической ткани с полиуретановым покрытием, ткань водонепроницаема, но пропускает влагу, что позволяет коже дышать.

Воспламеняемость по стандарту IMO FTPC часть 9. Продукт имеет маркировку CE.

Надежный и простой в уходе матрац.

Размеры: 75 / 80 / 85 / 85 × 200 × 12 см.