

Гистопроцессор YD-2900

карусельный, 12 станций

Jinhua Yidi Medical Appliance, Китай



Характеристики

Тип	карусельный
Количество станций	12

Описание

YD-2900 – процессор для гистологической обработки.

Особенности:

- Корзина для тканей, перемещающая контрольный насест, позволяющий поместить ткань в любую емкость.
- Функции защиты от электричества и от помех.
- Режим обезвоживания при перемешивании гарантирует полное перемешивание и контакт с тканью, растворителем и парафином для достижения хорошего эффекта обезвоживания.
- Хронометраж: время задержки не более 99 часов 59 мин, время обработки банки не более 99 часов 59 мин (шаг – 1 минута).
- Система постоянного контроля температуры, установленная на банке для парафина, обеспечивает высокую точность контроля температуры. На внутреннюю поверхность нанесено антипригарное тефлоновое покрытие, которое обеспечивает хорошие условия для защиты тканей.
- Звуковые сигналы тревоги, сообщения об ошибках и предупреждающие коды.

Характеристики

Количество программ	8
Тип	карусельный
Количество станций	12
Конфигурация	Базовая / функция вакуума
Габариты	780×570×690 мм
Вес	80 кг
Вытяжка с активным угольным фильтром и вытяжным вентилятором	
Габариты	980×900×900 мм
Вместимость корзин для тканей	до 100 кассет
Интервал перемешивания	1 мин
Восковые ванны	
Количество	2 шт.
Объем	1.8 л
Диапазон температур	45-85°C
Контейнеры для реактивов	
Количество	10 шт.
Объем	2.3 л
Время на станцию	99 ч 59 мин
Отложенный старт	99 ч 59 мин
Стандартные корзины для тканей	
Габариты	- □120×100 мм - □120×80 мм
Количество	1 шт. (2 шт. опционально)

Комплект поставки:

- процессор для гистологической обработки
- корзина
- шнур питания
- предохранители – 2 шт.
- руководство по эксплуатации