

Глюкометр CareSens N POP

ИМ-7.118253

глюкометр, время измерения 5 сек, память

i-SENS, Южная Корея



Характеристики

Вид	глюкометр
Время измерения	5 сек
Память	Да
Размер	95×33×19 мм мм

Описание

Система мониторинга уровня глюкозы в крови CareSens N POP – это компактный и надежный глюкометр, предназначенный для количественного измерения уровня глюкозы в свежей цельной капиллярной крови. Прибор отличается стильным дизайном, быстротой получения результата и простотой в эксплуатации, что делает его удобным для ежедневного самоконтроля.

Основные преимущества и особенности:

- **Компактность и дизайн:** прибор имеет тонкий корпус и современный внешний вид, легко помещается в кармане или небольшой сумке.
- **Минимальный объем крови:** для проведения анализа требуется всего 0.5 мкл крови, что делает прокол практически безболезненным.
- **Технология No Coding:** автоматическое кодирование устраняет необходимость вручную вводить код тест-полосок, предотвращая ошибки при тестировании.
- **Быстрый результат:** точное значение уровня сахара отображается на экране уже через 5 секунд.
- **ЖК-дисплей:** четкий экран обеспечивает легкое считывание цифр и символов состояния системы.

Технические характеристики CareSens N POP

Диапазон измерения	1.1 - 33.3 ммоль/л
Объем образца	0.5 мкл
Время анализа	5 секунд
Память	1000 результатов измерений
Рабочая температура	5-50 °C
Гематокрит	20-60%
Питание	Две литиевые батарейки 3.0 В (тип CR2032)

Функциональные возможности:

- Расчет средних значений за 1, 7, 14, 30 и 90 дней.
- Возможность установки до трех настраиваемых будильников для напоминания о необходимости теста.
- Индикатор гипогликемии (слишком низкого уровня сахара).
- Предупреждение о необходимости проверки срока годности тест-полосок.

Комплект поставки:

- Глюкометр CareSens N POP.
- Прокалывающее устройство и набор ланцетов.
- Тест-полоски CareSens N.
- Краткая инструкция, журнал для записи результатов и футляр.