

Халат медицинский DS Юни

для женщин, хлопок - 50%, полиэфир - 50%, цвет белый, на пуговицах, рукава 3/4, с воротником, с карманами

Доктор Стиль, Россия



Характеристики

| | |
|------------|------------------------------|
| Назначение | для женщин |
| Состав | хлопок - 50%, полиэфир - 50% |
| Цвет | белый |
| Застёжка | на пуговицах |
| Рукава | 3/4 |
| Воротник | Да |
| Карманы | Да |
| Плотность | 145 г/м ² |