

Халат медицинский ELIT 1-149 3/4

для женщин, 65% – хлопок, 37% – полиэстр, 2% – эластан, цвет белый, на кнопках / на молнии, рукава 3/4, с карманами

Аткарская швейная фабрика «Элит» АО, Россия



Характеристики

Назначение	для женщин
Состав	65% – хлопок, 37% – полиэстр, 2% – эластан
Цвет	белый
Застёжка	на кнопках / на молнии
Рукава	3/4
Карманы	Да
Пояс	Да