

Халат медицинский ELIT 3-3107 3/4

для женщин, хлопок - 57%, полиэстр - 39%, эластан - 4%, цвет белый / голубой, на потайных кнопках, рукава 3/4, с карманами

Аткарская швейная фабрика «Элит» АО, Россия



Характеристики

Назначение	для женщин
Состав	хлопок - 57%, полиэстр - 39%, эластан - 4%
Цвет	белый / голубой
Застёжка	на потайных кнопках
Рукава	3/4
Карманы	Да
Пояс	Да