

## Хладоэлемент Термо-Конт МК МХД-2

ИМ-7.107884/2406

хладоэлемент, объем 0.51- л, красный цвет

Термо-Конт МК ООО, Россия



### Характеристики

---

|              |              |
|--------------|--------------|
| Вид          | хладоэлемент |
| Объем        | 0.51- л      |
| Цвет корпуса | красный      |
| Размеры      | 165×95×33 мм |

### Дополнительные характеристики

---

#### Хладоэлемент медицинский МХД-2 (красный)

Применяется для продукции глубокой заморозки от -30 °С до -10 °С (свежезамороженная плазма крови, биологические жидкости человека и т.д.) или в более широком температурном диапазоне (-30 °С до 0 °С). Хладоэлементы МХД-2 замораживаются в морозильной камере при температуре не выше -30°С.