

Холодильник лабораторный Pol-Еко CHL 500 CS SMART

ИМ-7.112966/2306

холодильник, фронтальная загрузка, объем 500 л,
температура от 0 до +15°C, размеры 660×1990×810
мм

POL-EKO sp.k., Польша



Характеристики

Тип	холодильник
Загрузка образцов	фронтальная
Объем	500 л
Температура	от 0 до +15 °С
Внешние размеры	660×1990×810 мм
Масса	105 кг

Описание

Холодильник лабораторный CHL 500 CS SMART – лабораторное устройство, предназначенное для инкубации и хранения образцов в диапазоне температур от 0°C до +15°C.

Лабораторные холодильники серии CHL имеют только систему охлаждения. Управление устройствами осуществляется с помощью прецизионного контроллера SMART, который позволяет поддерживать стабильность и однородность заданной температуры. Лабораторные холодильники серии CHL также доступны в многокамерных версиях с независимым управлением каждой камерой.

Модельный ряд холодильников Pol-Еко CHL

Параметр		CHL1	CHL4	CHL5	CHL6	CHL500	CHL1200	CHL1450
Конвенция		принудительная						
Объем камеры		70 л	250 л	300 л	400 л	500 л	1365 л	1540 л
Рабочий объем		55 л	203 л	243 л	324 л	469 л	1355 л	1525 л
Тип дверцы		сплошная / стеклянная или двойная						
Диапазон температур		от 0 до +15°C						
Температурное разрешение		0.1 °C						
Контроллер		микропроцессорный с внешним сенсорным экраном						
Габариты, мм	ширина	570	620	620	620	660	1480	1460
	высота	660	1300	1500	1900	1990	1990	1940
	глубина	680	650	650	650	810	860	960
Макс. загрузка на полку, кг		10	10	10	10	20	30	20
Макс. загрузка в устройство, кг		20	50	60	60	100	300	300
Масса, кг		32	69	75	90	105	185	200
Число полок стандартно / максимально		2/2	4/6	4/7	4/10	3/11	2x3/11	2x3/11
Количество дверей		1	1	1	1	1	2	2