

## Хроматограф газовый Хроматэк Кристалл 5000

ИМ-7.3666/2010 до 02.10.2025

ДТП / ДТХ / МСД / ПИД / ПФД / ТИД / ФИД / ЭЗД,  
детекторов 4 шт., инжекторный ввод раствора,  
испарителей 3 шт., давление 0.36-1.25 МПа, расход  
газа 5-500 мл/мин, капиллярный / насадочный тип  
колонки, рабочий объем 12.3 л

Хроматэк СКБ ЗАО, Россия

