

Игла-бабочка Sanli Medical

ИМ-7.107733/2412

игла-бабочка, размер 18G / 20G / 21G / 22G / 23G / 25G

Sanli Medical, Китай



Характеристики

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Тип         | игла-бабочка                      |
| Размер иглы | 18G / 20G / 21G / 22G / 23G / 25G |

Описание

**Иглы-бабочки Sanli Medical** предназначены для вакуумного забора крови.

Варианты исполнения:

- 1. Игла-бабочка с Люер адаптером (кат. № BFN)
- 2. Игла-бабочка без Люер адаптера (кат. № SVN)

| Кат. №   | Диаметр / длина  |               | Цветовой код |
|----------|------------------|---------------|--------------|
|          | дюймы            | мм            |              |
| BFN0.5-1 | 25G × 3/4" × 7"  | 0.5×19×178 мм | оранжевый    |
| BFN0.5-2 | 25G × 3/4" × 12" | 0.5×19×305 мм |              |
| BFN0.6-1 | 23G × 3/4" × 7"  | 0.6×19×178 мм | голубой      |
| BFN0.6-2 | 23G × 3/4" × 12" | 0.6×19×305 мм |              |
| BFN0.7-1 | 22G × 3/4" × 7"  | 0.7×19×178 мм | черный       |
| BFN0.7-2 | 22G × 3/4" × 12" | 0.7×19×305 мм |              |
| BFN0.8-1 | 21G × 3/4" × 7"  | 0.8×19×178 мм | зеленый      |
| BFN0.8-2 | 21G × 3/4" × 12" | 0.8×19×305 мм |              |
| BFN0.9-1 | 20G × 3/4" × 7"  | 0.9×19×178 мм | желтый       |
| BFN0.9-2 | 20G × 3/4" × 12" | 0.9×19×305 мм |              |
| BFN1.2-1 | 18G × 3/4" × 7"  | 1.2×19×178 мм | розовый      |
| BFN1.2-2 | 18G × 3/4" × 12" | 1.2×19×305 мм |              |