

Игла-бабочка Sanli Medical для безопасного взятия крови

ИМ-7.107733/2412

игла-бабочка, размер 22G, окно визуализации

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	игла-бабочка
Размер иглы	22G
Окно визуализации	Да

Описание

Игла-бабочка Sanli Medical для безопасного взятия крови используется для взятия венозной крови.

Функциональные особенности:

- Кнопка для автоматического извлечения иглы.
- Камера визуального контроля помогает контролировать попадание иглы в вену.
- Возможен вариант с присоединенным держателем.
- Возможна различная длина катетера.
- Стерильно, апиrogenно, одноразового использования.

Кат. №	Диаметр / длина		Цвет
	дюймы	мм	
SBCS0.7-1×7	22G × 3/4" × 7"	0.7×19×178 мм	прозрачный