

Игла для биопсии MDL Franseen

ИМ-7.114483

ручная, биопсия жидкости, аспирационная, размер 18G / 20G / 21G / 22G / 23G, длина 10 см / 15 см / 20 см, метки глубины введения, стопор контроля глубины

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия жидкости
Вид биопсии	аспираторная
Размер	18G / 20G / 21G / 22G / 23G
Длина	10 см / 15 см / 20 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да

Дополнительные характеристики

Игла MDL Franseen - игла Чива для цитологической биопсии фиброзных образований, тип Франсен. **Канюля** иглы заточена **в форме короны** для оптимальной работы с фиброзными образованиями.

Применение: аспирации мягкотканых масс, таких как щитовидная железа, лимфатические узлы, молочные железы и легкие.

Характеристики:

- Сантиметровая маркировка и стопер глубины введения.
- Цветовая кодировка.
- Луэр-коннектор.

Размеры:

- Стандартный диаметр: 18G / 20G / 21G / 22G / 23G.
- Стандартная длина: 100 мм / 150 мм / 200 мм.

Опционально поставляется **с утилизатором иглы** - артикул PEFR.