

Игла двусторонняя Sanli Medical Flashback Needle

ИМ-7.107733/2412

игла, размер 20G / 21G / 22G / 23G, окно визуализации

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	игла
Размер иглы	20G / 21G / 22G / 23G
Окно визуализации	Да

Описание

Игла Sanli Medical Flashback Needle с камерой визуализационного контроля обеспечивает немедленное подтверждение попадания иглы в вену.

Функциональные особенности:

- Снижает вероятность повторной венепункции.
- Специальная заточка иглы.
- Запатентованный дизайн для кровотока.
- Камера визуализации позволяет видеть ток крови.

Кат. №	Диаметр / длина		Цветовой код
	дюймы	мм	
FBN0.6-1	23G × 3/4"	0.6×19 мм	голубой
FBN0.6-2	23G × 1"	0.6×25 мм	
FBN0.6-3	23G × 1 1/4"	0.6×31 мм	
FBN0.6	23G × 1 1/2"	0.6×38 мм	
FBN0.7-1	22G × 3/4"	0.7×19 мм	черный
FBN0.7-2	22G × 1"	0.7×25 мм	
FBN0.7-3	22G × 1 1/4"	0.7×31 мм	
FBN0.7	22G × 1 1/2"	0.7×38 мм	
FBN0.8-1	21G × 3/4"	0.8×19 мм	зеленый
FBN0.8-2	21G × 1"	0.8×25 мм	
FBN0.8-3	21G × 1 1/4"	0.8×31 мм	
FBN0.8	21G × 1 1/2"	0.8×38 мм	
FBN0.9-1	20G × 3/4"	0.9×19 мм	желтый
FBN0.9-2	20G × 1"	0.9×25 мм	
FBN0.9-3	20G × 1 1/4"	0.9×31 мм	
FBN0.9	20G × 1 1/2"	0.9×38 мм	

Держатели / люер адаптеры



Кат. №	Описание
LA0.8	Люер адаптер
LAH0.8	Люер адаптер с присоединенным держателем