

Игла двусторонняя Sanli Medical с защитным колпачком

ИМ-7.107733/2412

игла, размер 20G / 21G / 22G / 23G

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	игла
Размер иглы	20G / 21G / 22G / 23G

Описание

Двусторонние иглы Sanli Medical с защитным колпачком предназначены для вакуумного забора крови и используются совместно с многоразовыми иглодержателями.

Функциональные особенности:

- Защитный колпачок предотвращает повторное использование.
- Защита персонала от случайного травмирования иглой.
- Реализуются также двусторонняя игла в сборе с держателем в индивидуальной упаковке.

Кат. №	Диаметр / длина		Цветовой код
	дюймы	мм	
SMSN0.6-1	23G × 3/4"	0.6×19 мм	голубой
SMSN0.6-2	23G × 1"	0.6×25 мм	
SMSN0.6	23G × 1 1/2"	0.6×38 мм	
SMSN0.7-1	22G × 3/4"	0.7×19 мм	черный
SMSN0.7-2	22G × 1"	0.7×25 мм	
SMSN0.7	22G × 1 1/2"	0.7×38 мм	
SMSN0.8-1	21G × 3/4"	0.8×19 мм	зеленый
SMSN0.8-2	21G × 1"	0.8×25 мм	
SMSN0.8	21G × 1 1/2"	0.8×38 мм	
SMSN0.9-1	20G × 3/4"	0.9×19 мм	желтый
SMSN0.9-2	20G × 1"	0.9×25 мм	
SMSN0.9	20G × 1 1/2"	0.9×38 мм	