

Игла двусторонняя Sanli Medical

ИМ-7.107733/2412

игла, размер 18G / 20G / 21G / 22G / 23G

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	игла
Размер иглы	18G / 20G / 21G / 22G / 23G

Описание

Двусторонние иглы Sanli Medical предназначены для вакуумного забора крови и используются совместно с многоразовыми иглодержателями.

Функциональные особенности:

- Изготовлены из нержавеющей стали.
- Полная внутренняя стерильность.
- Резиновая мембрана на конце, обращенном к пробирке – могут использоваться для взятия крови как в одну, так и в несколько пробирок.
- V-образная (трехгранная) заточка.
- Силиконовое покрытие облегчает скольжение иглы внутри тканей, уменьшает болезненное ощущение.
- Футляр для иглы из полипропилена состоит из двух частей с 4-мя продольными ребрами на каждом.
- Футляр снабжен этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование.
- Ультратонкие стенки.
- Цветовая кодировка.

Кат. №	Диаметр / длина		Цветовой код
	дюймы	мм	
MSN0.6-1	23G × 3/4"	0.6×19 мм	голубой
MSN0.6-2	23G × 1"	0.6×25 мм	
MSN0.6	23G × 1 1/2"	0.6×38 мм	
MSN0.7-1	22G × 3/4"	0.7×19 мм	черный
MSN0.7-2	22G × 1"	0.7×25 мм	
MSN0.7	22G × 1 1/2"	0.7×38 мм	
MSN0.8-1	21G × 3/4"	0.8×19 мм	зеленый
MSN0.8-2	21G × 1"	0.8×25 мм	
MSN0.8	21G × 1 1/2"	0.8×38 мм	
MSN0.9-1	20G × 3/4"	0.9×19 мм	желтый
MSN0.9-2	20G × 1"	0.9×25 мм	
MSN0.9	20G × 1 1/2"	0.9×38 мм	
MSN1.2-1	18G × 3/4"	1.2×19 мм	розовый
MSN1.2-2	18G × 1"	1.2×25 мм	
MSN1.2	18G × 1 1/2"	1.2×38 мм	

Держатели / люер адаптеры



Кат. №	Описание	Цвет
HMSN-1	Стандартный держатель	Прозрачный
HMSN-2	Держатель с механизмом безопасного сброса иглы	Голубой