

Игла двусторонняя Improvacuter стандартная

ИМ-7.105047/2207

игла, размер 18G / 20G / 21G / 22G / 23G

Improve Medical, Китай



Характеристики

Тип	игла
Размер иглы	18G / 20G / 21G / 22G / 23G

Описание

Игла двусторонняя Improvacuter стандартная – стерильная двусторонняя игла для забора крови.

Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. Наличие клапана сохраняет герметичность системы во время смены пробирок.

Двусторонняя игла обеспечивает закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой.

Длина иглы: 25 мм / 38 мм.

В упаковке: 100 шт.

На этикетке указаны: стерильность, размер иглы и срок годности.

Размер	Диаметр	Кат. № игла 25 мм (1")	Кат. № игла 38 мм (1½")	Цветовой код
18G	1.2 мм	592118250	592118380	розовый
20G	0.9 мм	592120250	592120380	желтый
21G	0.8 мм	592121250	592121380	зеленый
22G	0.7 мм	592122250	592122380	черный
23G	0.6 мм	592123250	592123380	голубой

Адаптеры и переходники

Многоразовые стандартные держатели изготовлены из качественной пластмассы и могут использоваться повторно после специальной обработки, так как не имеют прямого контакта с кровью. Вариант держателя с защитой иглы имеет специальный щиток, с помощью которого игла закрывается после совершения венопункции, что делает процедуру взятия крови еще безопасней.



Название	Кат. №
Держатель многоразовый стандартный	581010
Держатель одноразовый с защитой иглы	582010
Луер-адаптер 21G × 1½", 0.8×17 мм	593121170