

Игла-маркер Geotek GTM / GTP для локализации опухоли

ИМ-7.105880/2302

ручная, локализация опухоли, размер 14G / 16G / 18G / 19G, длина 10 см / 12 см / 15 см / 20 см / 25 см, метки глубины введения, стопор контроля глубины



Geotek Medikal, Турция

Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	локализация опухоли
Размер	14G / 16G / 18G / 19G
Длина	10 см / 12 см / 15 см / 20 см / 25 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да

Дополнительные характеристики

Игла-маркер Geotek GTM / GTP - однопросветная игла, предназначенная для локализации опухоли, с установленными координатными золотым маркером или маркером PEEK на дистальном конце.

Назначение: игла применяется для размещения золотого маркера перед проведением лучевой терапии и/или для локализации опухоли в мягких тканях перед операционным вмешательством. Золотые маркеры имплантируют в опухоль ткани в качестве рентгенологического ориентира для обеспечения точной локализации цели во время проведения лучевой терапии.

Характеристики:

- Точная визуализация цели в опухоли/органах во время проведения внешней лучевой терапии.
- Превосходная видимость маркеров опухоли под контролем флюороскопии, рентгенографии, КТ, МРТ и УЗИ.
- Стерильное размещение иглы с предустановленным маркером из 99,99% чистого золота (для маркеров с золотым наконечником).
- Стерильное размещение иглы с предустановленным маркером PEEK (для PEEK маркеров).
- Рифленая поверхность маркера предотвращает смещение.

Размеры игл с золотым маркером:

Кат. №	Игла (G×см)	Маркер (мм×мм)	Форма маркера
GTM1815	18 x 10	1 x 4	
GTM1815	18 x 15	1 x 4	
GTM1820	18 x 20	1 x 4	
GTM1825	18 x 25	1 x 4	
GTM1915	19 x 15	0.8 x 4	
GTM1920	19 x 20	0.8 x 4	
GTM1925	19 x 25	0.8 x 4	

Размеры игл с РЕЕК маркером:

Кат. №	Игла (G×см)	Маркер (мм×мм)	Форма маркера
GTP1410	14 x 10	1,5 x 4	
GTP1412	14 x 12	1,5 x 4	
GTP1415	14 x 15	1,5 x 4	
GTP1610	16 x 10	1,2 x 4	
GTP1615	16 x 15	1,2 x 4	
GTP1810	18 x 10	1 x 4	
GTP1815	18 x 15	1 x 4	
GTP1820	18 x 20	1 x 4	
GTP1825	18 x 25	1 x 4	
GTP1910	19 x 10	1 x 4	
GTP1915	19 x 15	0,8 x 4	
GTP1920	19 x 20	0,8 x 4	
GTP1925	19 x 25	0,8 x 4	