

Игла спинальная iMed AN-SI Quincke

ИМ-7.111810/2505

спинальная анестезия, срез Квинке, размер 15G / 16G / 18G / 19G / 20G / 21G / 22G / 23G / 24G / 25G / 26G / 27G

Zhejiang Runqiang Medical Instruments, Китай



Характеристики

Анестезия	спинальная
Срез	Квинке
Размер Gauge	15G / 16G / 18G / 19G / 20G / 21G / 22G / 23G / 24G / 25G / 26G / 27G

Дополнительные характеристики

Варианты исполнения:

1. с иглой интродьюсером
2. без интродьюсера