

Индикатор паровой стерилизации ИКПС-ВН/01 –Медтест-120/45

ИМ-7.108403 до 07.04.2025

химический, ПАР, 4 класс, 120°C - 45 мин, внутри упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Режимы	120°C - 45 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки

Дополнительные характеристики

ИКПС-«Медтест» (4 класс) - контроль параметров стерилизации **внутри** стерилизуемых упаковок в каждом цикле **паровой стерилизации**.