

Индикатор паровой стерилизации Медтест 121°C / 20 мин (класс 6)

ИМ-7.101182/2004 до 07.04.2025

химический, ПАР, 6 класс, 121°C - 20 мин, внутри упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	6 класс
Режимы	121°C - 20 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки

Дополнительные характеристики

Индикаторы «Медтест» (класс 6) - имитирующие химические индикаторы для стерилизаторов с форвакуумным способом удаления воздуха.