## medca+alog

## Индикатор паровой стерилизации Медтест 121°C / 20 мин (класс 6)

ИМ-7.101182/2004 до 07.04.2025

химический, ПАР, 6 класс, 121°C - 20 мин, внутри упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



## Характеристики

Тип химический

Стерилизация ПАР

Класс 6 класс

Режимы 121°C - 20 мин

Размещение индикатора внутри упаковки

## Дополнительные характеристики

Индикаторы «Медтест» (класс 6) - имитирующие химические индикаторы для стерилизаторов с форвакуумным способом удаления воздуха.