

## Индикатор паровой стерилизации Медтест 134°C / 7 мин (класс 6)

ИМ-7.101182/2004 до 07.04.2025

химический, ПАР, 6 класс, 134°C - 7 мин, внутри упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



### Характеристики

---

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	6 класс
Режимы	134°C - 7 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки

### Дополнительные характеристики

---

Индикаторы «Медтест» (класс 6) - имитирующие химические индикаторы для стерилизаторов с форвакуумным способом удаления воздуха.