

Индикатор воздушной стерилизации Бел-Медикон ТВ 160/150-Н

ИМ-7.100092/2304

химический, ВОЗД, 4 класс, 160°С - 150 мин, снаружи
упаковки, в упаковке 1000 шт.

Бел-Медикон ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ВОЗД
Класс	4 класс
Режимы	160°С - 150 мин
Размещение индикатора	снаружи упаковки
Количество в упаковке	1000 шт.

Дополнительные характеристики

Индикатор многопараметрический химический одноразовый для контроля воздушной стерилизации ТВ на бумажной основе с двумя метками: индикаторной и эталонной, изготавливается в соответствии с ТУ ВУ 690821649.002-2013 и соответствуют классу 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1.