

## Индикатор паровой стерилизации Бел-Медикон ТВП-Н 134/7

ИМ-7.100093/2304

химический, ПАР, 4 класс, 134°C - 7 мин, снаружи  
упаковки, в упаковке 1000 шт.

Бел-Медикон ООО, Беларусь



### Характеристики

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Тип                   | химический       |
| Стерилизация          | ПАР              |
| Класс                 | 4 класс          |
| Режимы                | 134°C - 7 мин    |
| Размещение индикатора | снаружи упаковки |
| Количество в упаковке | 1000 шт.         |

### Дополнительные характеристики

Индикатор многопараметрический химический одноразовый для контроля паровой стерилизации ТВП на бумажной основе **с двумя метками**:

- индикаторной, покрытой паронепроницаемым водозащитным слоем;
- эталонной.

Изготавливается в соответствии с ТУ BY 690821649.001-2013.

Соответствуют классу 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1.

#### Работает по циклам стерилизации:

- типа В.1 по ГОСТ Р ИСО 13683 «насыщенный пар - вентилируемые системы» так называемый «гравитационный» цикл стерилизации;
- типа В.2 по ГОСТ Р ИСО 13683 «насыщенный пар - принудительное удаление воздуха».