

Индикатор паровой стерилизации БИНФАРМ МедИС-Бел-П-120/45

ИМ-7.96242/2004 до 30.04.2025

химический, ПАР, 4 класс, 120°C - 45 мин, снаружи упаковки, в упаковке 1000 шт.

Бинфарм ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Режимы	120°C - 45 мин
Размещение индикатора	снаружи упаковки
Количество в упаковке	1000 шт.

Дополнительные характеристики

Индикатор МедИС предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных **паровой стерилизации** - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара - в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром.

Относится к **классу 4** (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011.

Помещается в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий.

Чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому.

Липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива.

Нетоксичен, не содержит соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяет вредных и токсичных компонентов.

Гарантийный срок годности 36 месяцев.