

Индикатор стерилизации ВИНАР ИНТЕСТ-Плазма-2

ИМ-7.117673

химический, ПЕР, 4 класс / 5 класс

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПЕР
Класс	4 класс / 5 класс

Дополнительные характеристики

Индикатор стерилизации ВИНАР «ИНТЕСТ-ПЛАЗМА-2» – химический одноразовый индикатор, предназначенный для оперативного контроля соблюдения критических параметров в циклах плазменной стерилизации (парами перекиси водорода). Модификация специально разработана для стандартного режима стерилизации, предусматривающего две диффузии, и позволяет контролировать условия как на поверхности упаковок, так и внутри стерилизуемых изделий.

Основные технические характеристики

Класс индикатора	<ul style="list-style-type: none"> • Класс 4 (многопеременные – метка «Н») • Класс 5 (интегрирующие – метка «В»)
Тип стерилизации	Парами перекиси водорода (плазменная)
Режим стерилизации	Стандартный (две диффузии)
Диапазон температур	27-60 °С
Контрольные значения (метка «Н»)	50±1 °С на 10 мин при концентрации 2.3 мг/л
Контрольные значения (метка «В»)	50±1 °С на 6 мин при концентрации 2.3 мг/л
Конечный цвет	Розовый
Срок годности	36 месяцев

Функциональные особенности

- **Двойной контроль:** Метка «Н» служит для мониторинга условий снаружи упаковок, метка «В» – для контроля проникновения стерильнта внутрь изделий.
- **Безопасность:** Индикаторная композиция защищена паропроницаемым покрытием, что исключает контакт химии с инструментами.
- **Удобство фиксации:** Наличие липкого слоя на обратной стороне упрощает закрепление на упаковках и последующее вклеивание в журнал контроля.
- **Документирование:** Результаты контроля сохраняются в качестве архивного документа в течение не менее 12 месяцев.