

Индикатор воздушной стерилизации Бел-Медикон ТВ 180/60-В

ИМ-7.100092/2304

химический, ВОЗД, 4 класс, 180°С - 60 мин, внутри упаковки, в упаковке 1000 шт.

Бел-Медикон ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ВОЗД
Класс	4 класс
Режимы	180°С - 60 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки
Количество в упаковке	1000 шт.

Дополнительные характеристики

Индикатор многопараметрический химический одноразовый для контроля воздушной стерилизации ТВ на бумажной основе с двумя метками: индикаторной и эталонной, изготавливается в соответствии с ТУ BY 690821649.002-2013 и соответствуют классу 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1.