

Индикатор воздушной стерилизации БИНФАРМ МедИС-Бел-В-160/150

ИМ-7.96242/2004 до 30.04.2025

химический, ВОЗД, 4 класс, 160°C - 150 мин, снаружи упаковки, в упаковке 1000 шт.

Бинфарм ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ВОЗД
Класс	4 класс
Режимы	160°C - 150 мин
Размещение индикатора	снаружи упаковки
Количество в упаковке	1000 шт.

Дополнительные характеристики

Индикатор МедИС-В предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных **воздушной стерилизации** – температуры и времени стерилизационной выдержки – в камере воздушных стерилизаторов с предельным отклонением температуры $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

Относится к **классу 4** (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011.

Помещаются в камере стерилизатора **снаружи** стерилизуемых изделий.

Чёткий цветовой переход от начального голубого к конечному коричневому.

Липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на упаковках и изделиях и облегчает вклеивание в журнал при документировании.

Нетоксичен, не содержит соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов.

Гарантийный **срок годности** 24 месяца.