

Индикатор воздушной стерилизации БИНФАРМ Стериконт-Бел-В-160/150

ИМ-7.96242/2004 до 30.04.2025

химический, ВОЗД, 4 класс, 160°C - 150 мин, снаружи упаковки, в упаковке 1000 шт.

Бинфарм ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ВОЗД
Класс	4 класс
Режимы	160°C - 150 мин
Размещение индикатора	снаружи упаковки
Количество в упаковке	1000 шт.

Дополнительные характеристики

Индикаторы Стериконт-В предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации - температуры стерилизации и времени стерилизационной выдержки - в камере воздушного стерилизатора по ГОСТ 22649-83.

Относится к **классу 4** (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011.

Помещается в камере стерилизатора **снаружи стерилизуемых изделий**.

Чёткий цветовой переход от начального голубого к конечному коричневому.

Липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и документы архива.

Нетоксичен, не содержит соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяет вредных и токсичных компонентов.

Гарантийный **срок годности** 24 месяца.