

## Инфузионная система Vogt Medical

ИМ-7.108388 до 07.04.2025

инфузионная система, гравитационная, шип  
пластиковый / металлический, длина 150 см / 180 см /  
300 см, фильтр 15 мкм

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия



### Характеристики

---

Тип	инфузионная система
Инфузия	гравитационная
Шип	пластиковый / металлический
Длина	150 см / 180 см / 300 см
Фильтр	15 мкм

### Дополнительные характеристики

---

**Инфузионная система Vogt Medical** изготавливается в широком ассортименте, благодаря чему легко подобрать подходящую модель. Жидкостный фильтр с размером ячеек 15 мкм обеспечивает высокую пропускную способность и надежную очистку вводимых препаратов. Соответствует самым высоким требованиям безопасности.

**Шип:** пластиковый / металлический

**Регулятор скорости:** роликовый / барабанный

**Трубка:** 150-300 мм

**Капельная камера:** S / M / S микро

**Инъекционный порт:** стандартный / безыгольный Y-Site / встроенный трехходовой кран

**Наконечник:** Луер Слип / Луер Лок

Полный перечень модификаций в Каталоге VM Infusion Sets

#### Особенности:

- Предназначены для гравитационного внутривенного вливания инфузионных растворов
- Универсальный пластиковый или комбинированный металлический шип предназначен для перфорации ёмкости с инфузионным раствором
- Воздухозаборный клапан, снабженный фильтром и удобной крышкой, защищает от контаминации вводимые препараты
- Прозрачная камера с капельным устройством обеспечивает контроль подачи раствора
- Роликовый регулятор удобен в использовании и обеспечивает хороший контроль скорости потока инфузии
- Барабанный регулятор скорости потока используется для более точной регулировки скорости инфузии

- Жидкостный фильтр с размерами ячеек 15 мкм обеспечивает высокую пропускную способность и надёжную очистку раствора
- Прозрачные трубки, устойчивые к изломам, позволяют контролировать качество и состояние вводимого раствора
- Соединение Луер или Луер Лок адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам
- Инъекционная игла с трёхгранной заточкой обеспечивает атравматичную венепункцию (возможна комплектация с иглой и без иглы)