

Ингалятор компрессорный Beurer IH 26

ИМ-7.114695

компрессорный, маска, мундштук

Beurer GmbH, Германия



Характеристики

Вид	компрессорный
Объем препарата	2 - 8 мл
Режим работы	непрерывный
Маска	Да
Мундштук	Да
Масса	1.4 кг
Размеры	166×141×148 мм

Дополнительные характеристики

Достоинствами IH 26 являются:

- технология сжатого воздуха;
- высокая доля вдыхаемых частиц;
- короткое время ингаляции;
- в комплекте есть назальный душ;
- прибор подходит для использования в домашних условиях.

В комплект поставки входит:

- ингалятор;
- распылитель;
- трубка-удлинитель;
- мундштук;
- маска для взрослых;
- маска для детей;
- запасной фильтр;
- насадка для носа.

С помощью носового душа можно очистить придаточные пазухи носа. Он создает тонкую струю для устранения симптомов заболеваний дыхательных путей или для увлажнения слизистой оболочки носа. Рекомендуется применять носовой душ при простудных заболеваниях, сухости носа, пылевой нагрузке, аллергии на пыльцу, хронических воспалениях придаточных пазух носа или по рекомендации Вашего врача.