

## Ингалятор ультразвуковой Little Doctor LD-813U

ИМ-7.117262

ультрауковой / MESH-небулайзер, размер частиц 5 мкм

Little Doctor Electronic (Nantong), Китай



### Характеристики

---

Вид	ультрауковой / MESH-небулайзер
Размер частиц	5 мкм

### Дополнительные характеристики

---

**Ингалятор ультразвуковой (МЭШ) Little Doctor LD-813U** – современный медицинский прибор, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких аэрозолями водных растворов лекарственных препаратов. В устройстве реализована технология получения аэрозоля с помощью сетчатой мембраны (МЭШ-технология), что обеспечивает высокую эффективность ингаляционной терапии и возможность проводить процедуры под наклоном. Прибор подходит для использования взрослыми и детьми как в домашних условиях, так и в лечебных учреждениях.

#### Преимущества и функциональные особенности:

- Чрезвычайно компактный размер и малый вес обеспечивают мобильность устройства.
- Широкий спектр применяемых лекарственных средств: гормональные препараты, антибиотики, антисептики и минеральная вода.
- Минимальный остаточный объем ингаляционного раствора (не более 0.5 мл) позволяет эффективно использовать дорогостоящие медикаменты.
- Бесшумная работа прибора дает возможность проводить ингаляцию даже спящим детям.
- Возможность наклона прибора во время процедуры до 45° от вертикальной оси.
- Специальный режим самоочистки сетчатой мембраны значительно продлевает срок службы ингаляционной камеры.
- Малый размер частиц (менее 5 мкм) способствует глубокому проникновению аэрозоля в нижние отделы дыхательных путей.
- Встроенная литиевая аккумуляторная батарея с удобной зарядкой через современный разъем USB Type-C.

## Основные технические характеристики

Тип ингалятора	ультразвуковой (МЭШ)
Средний размер частиц (MMAD)	менее 5 мкм
Производительность	не менее 0.2 мл/мин
Объем резервуара	6 мл
Остаточный объем раствора	не более 0.5 мл
Уровень шума	не более 50 дБ
Частота ультразвука	около 110 кГц
Электропитание	встроенный литиевый аккумулятор или USB 5 В / 0.5 А
Тип разъема питания	USB Type-C
Потребляемая мощность	не более 3 Вт
Размеры	36×45×54 мм
Масса	47 г

## Комплект поставки:

- Основной блок – 1 шт.
- Камера ингаляционная LD-N068 – 1 шт.
- Маска ингаляционная взрослая LD-N071 – 1 шт.
- Маска ингаляционная детская LD-N070 – 1 шт.
- Мундштук ингаляционный LD-N024 – 1 шт.
- Кабель USB для источника питания – 1 шт.
- Сумочка для хранения принадлежностей – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон