

## Инкубатор для новорожденных Comen B6 / B8

ИМ-7.113642

стационарный, влажность / температура воздуха /  
температура тела

Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd., Китай



### Характеристики

---

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль

### Дополнительные характеристики

---

**Comen B6/B8** – инкубатор для наблюдения за новорожденными, который моделирует материнскую среду и обеспечивает точность температуры, влажности и концентрации кислорода.

#### Контроль температуры:

- 7 каналов сбора данных о температуре
- Технология интеллектуального контроля сопротивления при нагреве
- Три независимых типа защиты от перегрева: программная, аппаратная, механическая

#### Контроль влажности

Технология управления PWM в совокупности с генератором влажности позволяют добиться эффекта быстрого увлажнения, и создать среду, близкую к материнской.

#### Контроль концентрации кислорода:

- Серво-привод подачи кислорода
- Калибровка концентрации O<sub>2</sub> одним нажатием

#### Система мониторинга новорожденных:

- Технология измерения SpO<sub>2</sub> «Masimo SET»
- Автоматический контроль АПНОЭ с функцией пробуждения
- Технология измерения ЭКГ ExNeo
- Технология адаптивной обработки сигналов Adap-DSP