

Инкубатор для новорожденных David TI-3000B

ИМ-7.116791

транспортный, влажность / температура воздуха /
температура тела / концентрация кислорода,
температура воздуха 25-37°C, температура кожи 34-
37°C

Ningbo David Medical Device Co., Китай



Характеристики

Тип	транспортный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела / концентрация кислорода
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	25-37 °C
Температура кожи	34-37 °C
Диапазон установки влажности	30-90 %

Описание

Инкубатор для новорожденных TI-3000B предназначен для создания культурно-лечебной среды с чистым воздухом и подходящей температурой для младенцев с низким весом, тяжелобольных и недоношенных детей, а также для обеспечения безопасной транспортировки младенцев в медицинских учреждениях. Он также может использоваться для непрерывного неинвазивного измерения артериального насыщения кислородом (SpO2) и частоты пульса (PR).

Модуль инкубатора:

- Температурный сервоконтроль: воздушный режим / детский режим.
- Колпак с двойными стенками позволяет минимизировать потери тепла при внутрибольничной и межбольничной транспортировке.
- Встроенный датчик влажности обеспечивает мониторинг в реальном времени и обратную связь с эффективными данными, а также точный контроль влажности в инкубаторе.
- Одноточечная калибровка концентрации кислорода (21% или 100%).
- 6 часов автономной работы.
- 4 амортизирующих силиконовых накладок под люлькой позволяет эффективно справляться с неровностями дороги во время переноса.
- Система освещения оптических ламп, использующая для преломления рефлектор, имеет низкое тепловыделение, что удобно для отвода тепла от всей машины и снижения риска поражения электрическим током.

- Система амортизации панели позволяет бесшумно опускать входную дверь, не придерживая ее руками.
- 5.6-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей.

Модуль тележки:

- Стандартная тележка с плавной регулировкой высоты.
- Дополнительная тележка типа «скорая помощь».
- Дополнительная тележка с электрическим подъемником и плавной регулировкой высоты.

Модуль мониторинга:

- Мониторинг SpO2
- Мониторинг гемоглобина

Размеры – вес:

- инкубатор: 1030×472×448 мм – 25 кг
- стандартная тележка: 1250×550×(450-800) мм – 30 кг