

Инкубатор для новорожденных David YP-2000

ИМ-7.116791

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела / концентрация кислорода, температура воздуха 25-37°C, температура кожи 34-37°C

Ningbo David Medical Device Co., Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела / концентрация кислорода
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	25-37 °C
Температура кожи	34-37 °C
Диапазон установки влажности	0-90 %
Диапазон установки подачи кислорода	20-60 %
Режим взвешивания	автоматический
Диапазон взвешивания	100-8000 гр

Описание

Инкубатор для новорожденных David YP-2000 предназначен для обеспечения контролируемой тепловой среды и изоляции от окружающего воздуха для недоношенных и неонатальных детей.

Описание инкубатора YP-2000:

- Два режима управления: воздушный режим и детский режим, управляемый микрокомпьютером.
- Возможность использования с оборудованием для фототерапии билирубина.
- Информация может быть сохранена, проверена и отображена на сенсорный ЖК-дисплей.
- Индикация уровня влажности и концентрации кислорода и система сервоуправления.
- «>37°C» функция установки температуры.
- Система циркуляции воздуха с выходом спереди и сзади.
- Рентгеновская кассета под люлькой.
- Встроенный модуль датчиков, встроенный резервуар для воды в форме ящика.
- Электронная регулировка наклона люльки.
- Высоту всего устройства можно регулировать.

- Многочисленные сигналы тревоги о неисправностях.
- Малошумный двигатель постоянного тока.
- Разъем RS-232 для вывода данных.
- Система демпфирования панели обеспечивает бесшумное опускание дверной панели без каких-либо манипуляций (опция).

Стандартная конфигурация: колпак, основной корпус, стойка вертикальной регулировки высоты (стойка VHA), контроллер, стойка для капельницы и полка.

Опции: система взвешивания, полка для монитора и одноразовый датчик температуры кожи.

Сигнализация неисправностей:

- сигнализация перегрева
- сигнализация отклонения температуры
- сигнализация датчика
- сигнализация отказа вентилятора двигателя
- сигнализация отказа питания
- сигнализация положения блока датчиков
- сигнализация положения бака
- сигнализация системы тревога

Технические характеристики

Режим управления	• воздушный режим • детский режим (управляются микрокомпьютером)
Температура воздуха	25-37°C (в режиме переопределения 37~39°C)
Температура в детской	34-37°C (режим превышения 37-38°C)
Точность датчика температуры кожи	±0.2°C
Диапазон колебаний температуры	≤0.5°C
Наклон люльки	± 12"
Шум внутри колпака	≤45 дБ(А)
Точность отображения влажности	±5%RH
Индикация концентрации кислорода	0-99%
Контроль концентрации кислорода	20-60%
Диапазон взвешивания	100-8000 г

Размеры – вес:

- основной корпус: 1110×710×888 мм – 70 кг
- шкаф: 1029×697×826 мм – 80 кг