

## Инкубатор для новорожденных David YP-2200B

ИМ-7.116791

стационарный, влажность / температура воздуха /  
температура тела / концентрация кислорода / дыхание  
/ пробуждение, температура воздуха 25-37°C,  
температура кожи 34-37°C

Ningbo David Medical Device Co., Китай



### Характеристики

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                              | стационарный                                                                                           |
| Контроль                         | влажность / температура воздуха / температура тела /<br>концентрация кислорода / дыхание / пробуждение |
| Управление                       | сервоконтроль                                                                                          |
| Температура воздуха в инкубаторе | 25-37 °C                                                                                               |
| Температура кожи                 | 34-37 °C                                                                                               |
| Диапазон установки влажности     | 0-90 %                                                                                                 |
| Режим взвешивания                | автоматический                                                                                         |

### Описание

**YP-2200B** – детский инкубатор + монитор для новорожденных. Предназначен для обеспечения контролируемой тепловой среды и изоляции от окружающего воздуха для недоношенных и новорожденных. Он отслеживает физиологические параметры новорожденного, включая ЭКГ, НИАД, SpO2, пульс, дыхание и CO2.

#### Особенности инкубатора YP-2200B:

- Система циркуляции воздуха с передним и задним выпуском воздуха, а также левым и правым возвратным воздухом. Автоматически образуется вертикальная воздушная завеса при открытии люка, что может минимизировать потери тепла.
- Увлажнение паром при высокой температуре может убить большинство распространенных патогенных бактерий в резервуаре для воды, что значительно снижает риск заражения в больнице.
- Тройная независимая защита от перегрева и многоканальные датчики для мониторинга могут быстро активировать звуковые и визуальные сигналы тревоги.
- Встроенное фильтрующее устройство эффективно фильтрует более 99% пыли, создает антибактериальную среду внутри коробки и легко разбирается и заменяется.
- Возможность использования с оборудованием для фототерапии билирубина.
- Противопролежневый водонепроницаемый матрас.
- Под кроватью можно разместить рентген-бокс.

- Двойной экран: внешний 12.1-дюймовый цветной сенсорный TFT-экран / встроенный 5.6-дюймовый цветной ЖК-экран.

**Модуль наблюдения за новорожденными (опция):**

- ☐ Монитор SpO2
- ☐ ЭКГ-монитор
- ☐ Мониторинг НИАД
- ☐ Мониторинг гемоглобина
- ☐ Мониторинг CO2
- ☐ Прибор от удушья WAKE

**Размеры:** 1500×675×(1650-1800) мм

**Вес:** 117 кг