

Инкубатор для новорожденных David YP-2800B

ИМ-7.116702

стационарный, влажность / температура воздуха /
температура тела / концентрация кислорода,
температура воздуха 20-37°C, температура кожи 35-
37°C

Ningbo David Medical Device Co., Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела / концентрация кислорода
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	20-37 °C
Температура кожи	35-37 °C
Диапазон установки влажности	30-95 %
Диапазон установки подачи кислорода	20-65 %
Режим взвешивания	автоматический
Диапазон взвешивания	200-8000 гр