

Инструмент моделировочный СТРУМ №20 090-026

ИМ-7.111719/2312

моделировочный инструмент, длина инструмента 162 мм, ширина 2.0/6.0 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Вид                                | моделировочный инструмент |
| Длина инструмента                  | 162 мм                    |
| Ширина моделировочного инструмента | 2.0/6.0 мм                |
| Ручка                              | шестигранная              |

Дополнительные характеристики

**Назначение** для зуботехнических работ в процессе формовки воска и керамического шликера. Моделировочный инструмент представляет собой ручку, рабочую поверхность и стержневую изогнутую часть. Обычно моделировочный инструмент используют при прямой реставрации зуба. Также инструменты такого рода применяются при моделировании зубных протезов из керамики и металла.