

Тонометр автоматический Beurer BC 28 на запястье

ИМ-7.113828

автоматический, осциллометрический, на запястье,
манжета 24 см

Beurer GmbH, Германия



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на запястье
Размер манжеты	24 см
Размеры	175×50×117 мм
Вес	478 г
Комплектация	- прибор с манжетой; - руководство пользователя на русском языке; - бумажный дневник для записи результатов измерения; - комплект батареек (2x1,5 В AAA), необходимых для работы прибора; - чехол для хранения тонометра и аксессуаров.

Описание

Функции:

- измеряет, отображает, сохраняет, усредняет (все сохраненные значения, сохраненные утренние значения, сохраненные вечерние значения);
- пользовательская память для двух человек с 60 ячейками памяти для каждого пользователя (2х60 измерений);
- определяет аритмию;
- идентифицирует результат измерения относительно шкалы риска согласно классификации ВОЗ (Всемирной ассоциации здравоохранения) артериальной гипертензии – цветная шкала;
- отображает дату/время измерения;
- автоматическое отключение при бездействии;
- сообщения об ошибках при некорректном измерении;
- индикатор заряженности источников питания.