

Тонометр автоматический Beurer BC 85 на запястье

ИМ-7.113828

автоматический, осциллометрический, на запястье,
манжета 13.5 см

Beurer GmbH, Германия



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на запястье
Размер манжеты	13.5 см
Размеры	90×68×30 мм
Комплектация	- прибор с запястной манжетой 13.5-23 см; - руководство пользователя на русском языке; - USB-кабель; - бумажный дневник для записи результатов измерения; - комплект батареек (2×1.5 В AAA), необходимых для работы прибора; - сумка для хранения тонометра и аксессуаров.

Описание

Тонометр для измерения артериального давления на запястье BC 85 с уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение HealthManager на мобильный телефон и компьютер для последующего анализа.

Передача данных — через Bluetooth.

Функции:

- измеряет, отображает, сохраняет, усредняет (все сохраненные значения, сохраненные утренние значения, сохраненные вечерние значения);
- пользовательская память для двух человек с 60 ячейками памяти для каждого пользователя (2×60 измерений);
- определяет аритмию;
- идентифицирует результат измерения относительно шкалы риска согласно классификации ВОЗ (Всемирной ассоциации здравоохранения) артериальной гипертензии – цветная шкала;
- отображает дату/время измерения;

- автоматическое отключение при бездействии;
- сообщения об ошибках при некорректном измерении;
- индикатор заряженности источников питания.