

Тонометр автоматический Beurer BM 85

ИМ-7.113828

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22 см, пульс 40 уд./мин

Beurer GmbH, Германия



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22 см
Диапазон пульса	40 уд./мин
Размеры	180×99×40 мм

Описание

Функции:

- измеряет, сохраняет, усредняет (все сохраненные значения, значения утро/вечер за последние 7 дней);
- Inflation technology – технология быстрого и точного измерения, основанная на измерении давления еще на этапе нагнетания, что делает процедуру измерения комфортной и быстрой;
- имеет встроенную пользовательскую память – 2 x 60 измерений;
- определяет аритмию;
- имеет шкалу идентификации результата относительно нормального значения артериального давления (индикатор риска);
- имеет запатентованный индикатор состояния покоя, выдающий точные результаты измерения;
- отображает дату/время на дисплее при включенном тонометре;
- автоматически отключается при бездействии;
- контролирует и отображается уровень разряда батареи.